

Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Cdk1-Y15 ポリクローナル抗体 - P06493

商品番号: CM0001850



前書き

リン酸化CDK1-Y15

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、IF-P、IHC-

P、ELISA用に検証済みです。Tyr15でリン酸化されたCDK1を認識し、これは重要な細胞周期調節因子です。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化CDK1-Y15 ウサギ pAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; リン酸化CDK1-Y15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	983
GeneID	983
免疫原	ヒト CDK1 (NP_001777.1) のY15周囲の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ