

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Cdk2-T160ウサギポリクローナル抗体 - P24941

商品番号: CM0001429



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのリン酸化CDK2-T160ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットのThr-160でリン酸化されたCDK2を検出します。細胞周期、DNA損傷、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化CDK2-T160ウサギpAb
備考/別名	CDKN2; p33(CDK2); リン酸化CDK2-T160
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1017
遺伝子ID	1017
免疫原	合成ペプチド ヒトCDK2 (NP_001789.2?/NP_001249.1)のT160周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24941
タンパク質分子量	30 kDa/34 kDa
配送	保冷バッグ