

Anti-Phospho-Cdk9 (T186) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P50750

商品番号: CM0000615



前書き

Phospho-CDK9 (T186)

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCDK9に反応します。転写制御およびキナーゼシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CDK9-T186 ウサギ pAb
備考/別名	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; Phospho-CDK9-T186
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1025
GeneID	1025
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDK9 (NP_001252.1) のT186周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50750
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷剤