

Ihc-P、Elisa用抗リン酸化Cfl1-Y139ウサギポリクローナル抗体 - P23528

商品番号: CM0001533



前書き

CamelBioのリン酸化CFL1-Y139ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットのリン酸化コフィリン1（Y139）を検出し、IHC-PおよびELISAに対応しています。アクチン動態学や細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化CFL1-Y139 ウサギpAb
備考/別名	CFL; コフィリン; HEL-S-15; リン酸化CFL1-Y139
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1072
遺伝子ID	1072
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23528
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	保冷剤