

Anti-Phospho-Chk1 (S280) モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14757

商品番号: CM0001670



前書き

セリン280でリン酸化されたヒトChk1を検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。細胞周期チェックポイントおよびDNA損傷応答の研究のために設計されました。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Chk1-S280 Rabbit mAb
備考/別名	CHK1; Phospho-Chk1-S280
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
免疫原	ヒトChk1のS280周辺の残基に対応するリン酸化合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ