


抗リン酸化Chk1-S280 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14757

商品番号: CM0001468



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのPhospho-Chk1-S280に対するウサギモノクローナル抗体です。セリン280部位でリン酸化されたヒトChk1を検出します。DNA損傷応答、細胞周期チェックポイント、がん生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Chk1-S280 ウサギmAb
別名	CHK1; Phospho-Chk1-S280
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤