

Anti-Phospho-Chk1 (S317) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14757

商品番号: CM0001461



前書き

リン酸化Chk1 (Ser317)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒトサンプル中の活性化Chk1を検出し、DNA損傷および細胞周期チェックポイントの研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-Chk1-S317 Rabbit mAb
備考/別名	CHK1; Phospho-Chk1-S317
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	ヒトChk1 (NP_001265.2) のS317周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ