


WbおよびElisa用 Anti-Phospho-Chk1-S345 ウサギポリクローナル抗体 - O14757

商品番号: CM0000661



前書き

ヒトChk1のSer-345を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。DNA損傷チェックポイントおよび細胞周期停止経路に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-Chk1-S345 ウサギ pAb
備考/別名	CHK1; Phospho-Chk1-S345
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	ヒトChk1 (NP_001265.2) のS345周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ