

Anti-Phospho-Chk2-T68 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O96017

商品番号: CM0000772



前書き

ヒトChk2（CHEK2）のリン酸化T68に特異的なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。DNA損傷シグナル伝達および細胞周期チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Phospho-Chk2-T68 Rabbit pAb
略号/別名	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-T68
対象種	ヒト
遺伝子ID	11200
免疫原	ヒトChk2のT68周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O96017
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤