

Ihc-P、Elisa用抗リン酸化Creb1-S133ウサギモノクローナル抗体 - P16220

商品番号: CM0001240



前書き

このリン酸化CREB1（Ser133）抗体はヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出します。IHC-PおよびELISAに最適で、転写制御、概日リズム、シグナル伝達研究の貴重なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化CREB1-S133 ウサギmAb
備考/別名	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
種	ヒト
GeneID	1385
免疫原	合成ペプチド（ヒトCREB1のSer133周辺の合成リン酸化ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16220
タンパク質分子量	35kDa
発送	氷袋