

## Anti-Phospho-Creb1-S133 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P16220

商品番号: CM0001169



### 前書き

#### リン酸化CREB1

(Ser133)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの反応性を確認済みで、WB、IHC-P、ELISAに使用可能。転写、概日リズム（サーカディアンリズム）、アポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-CREB1-S133 Rabbit pAb                    |
| 備考/別名       | CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133                 |
| 種           | ヒト                                               |
| GeneID (ヒト) | 1385                                             |
| GeneID      | 1385                                             |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトCREB1 (NP_604391.1) のS133周辺の合成リン酸化ペプチド。 |
| ソース         | ウサギ                                              |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト, マウス, ラット                                     |
| SWISS       | P16220                                           |
| タンパク質分子量    | 35kDa                                            |
| 配送          | アイスバッグ                                           |