

Anti-Phospho-Creb1 (Ser129) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P16220

商品番号: CM0000645



前書き

Ser129でリン酸化されたCREB1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWBおよびELISAで検証済み。cAMPを介した転写および概日リズム調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CREB1-S129 ウサギ pAb
備考/別名	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1385
遺伝子ID	1385
免疫原	合成ペプチド：ヒトCREB1 (NP_604391.1) のS129周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16220
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ