


Anti-Phospho-Crk/Crkii (Tyr221) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P46108

商品番号: CM0001285



前書き

Tyr221でリン酸化されたCRKに特異的なウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの反応性についてWB、ELISAで検証済み。細胞接着、遊走、およびインテグリンシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Rabbit mAb
備考/別名	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1398
GeneID	1398
免疫原	合成ペプチド ヒトCRK/CRKIIICRK (P46108)のY221周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P46108
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバック