


Anti-Phospho-Crk/Crkii (Y221) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P46108

商品番号: CM0001788



前書き

ヒトCRK/CRKIIのリン酸化Y221に特異的なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットと反応します。CRK仲介性細胞接着および移動シグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Rabbit pAb
備考/別名	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
種	ヒト
GeneID	1398
免疫原	ヒトCRK/CRKII (NP_058431.2) のY221周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46108
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋