

Anti-Phospho-Crkl (Y207) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P46109

商品番号: CM0001679



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みのPhospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb。CRKL (P46109) のY207周辺の合成リン酸化ペプチドが免疫原として使用されました。細胞内シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb
備考/別名	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1399
GeneID	1399
免疫原	ヒトCRKL (NP_005198.1) のY207周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46109
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋