


Anti-Phospho-Crmp2/Dpysl2-T514 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16555

商品番号: CM0000721



前書き

WB、ELISA用として検証されたPhospho-CRMP2/DPYSL2-T514 Rabbit

pAb。ヒトCRMP2のリン酸化T514を標的とします。マウスおよびラットと交差反応します。神経発生、軸索ガイダンス、およびセマフォリンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514 Rabbit pAb
備考/別名	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1808
GeneID	1808
免疫原	合成ペプチド ヒトCRMP2/DPYSL2 (NP_001377.1) のT514周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16555
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋