


抗リン酸化Csf-1R（Y708）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07333

商品番号: CM0001578



前書き

Y708部位でリン酸化されたCSF-1Rに特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒトサンプルを用いたウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。マクロファージシグナル伝達、自然免疫、がん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CD115/CSF-1R-Y708 ウサギpAb
備考/別名	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y708
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1436
GeneID	1436
免疫原	合成ペプチド ヒトCSF1R（NP_005202.2）のY708周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07333
タンパク質分子量	108kDa
輸送方法	保冷剤