

Anti-Phospho-Cytokeratin 8 (Krt8)-S74 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P05787

商品番号: CM0001639



前書き

リン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体は、セリン74でリン酸化されたヒトケラチン8を検出します。WBおよびELISAで検証済みであり、中間径フィラメントのダイナミクスと上皮の完全性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Cytokeratin 8 (KRT8)-S74 Rabbit pAb
備考/別名	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Phospho-Cytokeratin 8 (KRT8)-S74
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3856
GeneID	3856
免疫原	ヒトサイトケラチン8 (NP_002264.1) のS74周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05787
タンパク質分子量	54 kDa/56 kDa
配送	氷袋