

Anti-Phospho-Dnmt1 (S714) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P26358

商品番号: CM0000479



前書き

Western

blot、IF/ICC、ELISA用に検証された、リン酸化特異的DNMT1 (Ser714)

ウサギポリクローナル抗体。Ser714でリン酸化されたヒトDNMT1を検出します。エピジェネティック継承、遺伝子サイレンシング、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-DNMT1-S714 Rabbit pAb
備考/別名	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; Phospho-DNMT1-S714
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1786
遺伝子ID	1786
免疫原	ヒト DNMT1 (NP_001370.1) のS714周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P26358
タンパク質分子量	183kDa
配送	氷袋