


Anti-Phospho-Drp1-S616 ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O00429

商品番号: CM0000719



前書き

Phospho-DRP1-S616 Rabbit

pAbは、Ser616でリン酸化されたヒトDNM1Lを特異的に検出します。WBおよびELISAで検証済みであり、ミトコンドリア分裂、アポトーシス、および疾患メカニズムの研究に適しています。研究および診断薬開発において信頼性の高い性能を発揮します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-DRP1-S616 Rabbit pAb
備考/別名	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV; Phospho-DRP1-S616
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10059
GeneID	10059
免疫原	合成ペプチド - ヒトDRP1 (NP_036192.2) のS616周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00429
タンパク質分子量	82 kDa
配送	アイスバッグ