


Anti-Phospho-Egfr-S1070 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0000642



前書き

Phospho-EGFR-S1070

ウサギpAbは、セリン1070でリン酸化されたヒトEGFRを検出します。WBおよびELISAに適しており、この抗体はEGFRシグナル伝達における重要なリン酸化部位を標的としており、がんおよび細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-EGFR-S1070 ウサギpAb
備考/別名	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-S1070
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	合成ペプチド ヒトEGFRのS1070周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	アイスバッグ