


Anti-Phospho-Egfr-Y1068 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0001967



前書き

チロシン1068でリン酸化されたEGFRに特異的なPhospho-EGFR-Y1068ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたWB、ELISAで検証済み。理論分子量134 kDa。シグナル伝達および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	合成ペプチド ヒトEGFR (P00533) のY1068周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	氷袋