

Anti-Phospho-Egfr-Y1172 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P00533

商品番号: CM0001853



前書き

ヒトEGFR（134 kDa）のY1172を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。がんおよび細胞応答におけるEGFRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-EGFR-Y1172 Rabbit pAb
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1172
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	合成ペプチド ヒトEGFRのY1172周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
配送	アイスバッグ