


抗リン酸化Egfr-Y1173 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00533

商品番号: CM0001089



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのリン酸化EGFR-

Y1173ウサギポリクローナル抗体です。チロシン1173部位でリン酸化されたヒトEGFRを検出します。EGFRは細胞シグナル伝達とがんに関与する重要な受容体型チロシンキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化EGFR-Y1173 ウサギpAb
別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
遺伝子ID	1956
免疫原	合成ペプチド：ヒトEGFRのY1173周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送方法	氷袋