


Wb、If/Icc、Elisa用 抗リン酸化Egfr-Y845 モノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0001238



前書き

チロシン845でリン酸化されたEGFRに特異的なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。腫瘍学研究におけるEGFRシグナル伝達経路の解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化EGFR-Y845 ウサギmAb
備考/別名	ERBB; ERPP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	合成ペプチド ヒトEGFR (NP_005219.2) のY845周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	134kDa
発送	保冷剤入り