


Wb、Elisa用 抗リン酸化-Eif2A-S51 モノクローナル抗体 - P05198

商品番号: CM0001487



前書き

ヒトeIF2α

(EIF2S1)のリン酸化セリン51を特異的に認識するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み、マウスおよびラットとの交差反応性あり。統合ストレス応答と翻訳調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-eIF2α-S51 ウサギ mAb
備考/別名	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S51
種特異性	ヒト
GeneID	1965
免疫原	合成ペプチド
宿主	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05198
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	保冷バッグ