


Anti-Phospho-Eif2A (S51) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ip、Elisa対応) - P05198

商品番号: CM0001600



前書き

ヒト、マウス、ラットの内在性リン酸化eIF2α (Ser51) を検出するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。統合的ストレス応答および翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF2α-S51 Rabbit pAb
備考/別名	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2α-S51
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1965
GeneID	1965
免疫原	合成ペプチド ヒトeIF2α (NP_004085.1) のS51周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05198
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ