


## Wb、Elisa用抗リン酸化Eif4B-S422ポリクローナル抗体 - P23588

商品番号: CM0000632



### 前書き

S422部位でリン酸化されたヒトEIF4Bに対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトEIF4Bのみを認識し、予測分子量は69 kDaです。翻訳開始研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 製品名        | リン酸化EIF4B-S422 ウサギpAb                           |
| 備考/別名      | EIF-4B; PRO1843; リン酸化EIF4B-S422                 |
| 種          | ヒト                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 1975                                            |
| 遺伝子ID      | 1975                                            |
| 免疫原        | 合成ペプチド：ヒトEIF4B (NP_001408.2) のS422周辺のリン酸化合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                             |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                          |
| 用途         | WB、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                              |
| SWISS      | P23588                                          |
| タンパク質分子量   | 69kDa                                           |
| 輸送方法       | 保冷剤                                             |