

Anti-Phospho-Eif4E-S209 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06730

商品番号: CM0001016



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のeIF4E (S209) を標的とするホスホ特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットと交差反応し示し、主要なキャップ結合タンパク質である約25 kDaの真核翻訳開始因子4Eを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF4E-S209 Rabbit mAb
備考/別名	CBP; EIF4F; AUTS; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1977
GeneID	1977
免疫原	合成ペプチド：ヒト Phospho-eIF4E-S209 (NP_001959.1) の S209 周辺の残基に対応するホスホ特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P06730
タンパク質分子量	25 kDa
配送	氷袋