


抗リン酸化Eif4Ebp1-S65 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13541

商品番号: CM0000431



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化eIF4EBP1-S65に対するウサギポリクローナル抗体です。mTOR C1の主要標的であるセリン65位でリン酸化されたヒト4E-BP1を検出します。翻訳制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化eIF4EBP1-S65 ウサギpAb
別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1978
GeneID	1978
免疫原	合成ペプチド ヒトリン酸化eIF4EBP1-S65 (NP_004086.1) のS65周辺領域に相当するリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交叉反応性	ヒト
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤同梱