


抗リン酸化Eif4Ebp1-T36ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13541

商品番号: CM0001342



前書き

eIF4EBP1

Thr36に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、翻訳調節やmTORシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化eIF4EBP1-T36 ウサギpAb
備考/別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T36
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1978
免疫原	合成ペプチド：ヒトeIF4EBP1 (NP_004086.1) のT36周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	保冷剤