


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Eif4Ebp1-T70 ポリクローナル抗体 - Q13541

商品番号: CM0000495



前書き

eIF4EBP1 (Thr70)

に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。翻訳開始、mTORC1シグナリング、インスリン経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化eIF4EBP1-T70 ウサギ pAb
備考/別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; リン酸化eIF4EBP1-T70
種	ヒト
ヒト遺伝子ID	1978
免疫原	ヒトリン酸化eIF4EBP1-T70 (NP_004086.1) のT70周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ