


抗リン酸化Eif4Ebp1（T70）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q13541

商品番号: CM0001903



前書き

本ウサギモノクローナル抗体は、Thr70部位でリン酸化されたeIF4EBP1を特異的に検出します。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。mTORシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eIF4EBP1-T70 ウサギmAb
備考/別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1978
遺伝子ID	1978
免疫原	合成ペプチド ヒトeIF4EBP1 (NP_004086.1) のT70周辺のリン酸化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
発送	氷袋