

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Elk1-S383

ウサギポリクローナル抗体 - P19419

商品番号: CM0000622



前書き

リン酸化ELK1-S383 ウサギpAb (P19419)

は、ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用に検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。MAPK/JNKシグナル伝達および初期応答遺伝子の調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)