

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Enos-S1177 ポリクローナル抗体 - P29474

商品番号: CM0000673



前書き

セリン1177でリン酸化されたヒトeNOSに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適し、ヒトおよびマウスeNOSを検出します。eNOSは血管弛緩と血管新生に重要な一酸化窒素を産生します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化eNOS-S1177 ウサギ pAb
備考/別名	eNOS; ECNOS; リン酸化eNOS-S1177
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4846
遺伝子ID	4846
免疫原	合成ペプチド: ヒトeNOS (NP_000594.2) のS1177周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P29474
タンパク質分子量	133kDa
発送	保冷バッグ