

Anti-Phospho-Enos (S1177) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P29474

商品番号: CM0001962



前書き

ヒトeNOSのリン酸化Ser1177残基に特異的なこのウサギモノクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証されており、内皮機能および心血管疾患の研究をサポートします。SWISS P29474。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-eNOS-S1177 Rabbit mAb
備考/別名	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4846
GeneID	4846
免疫原	合成ペプチド ヒトeNOS (NP_000594.2) のS1177周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29474
タンパク質分子量	133 kDa
配送	アイスバッグ