


抗リン酸化ErbB3/Her3-Y1222モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P21860

商品番号: CM0001760



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化ErbB3/HER3-Y1222ウサギモノクローナル抗体。ヒトErbB3と反応します。Y1222部位のリン酸化を標的とし、HER3シグナル伝達研究におけるリン酸化特異的検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ErbB3/HER3-Y1222 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; リン酸化ErbB3/HER3-Y1222
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2065
GeneID	2065
免疫原	合成ペプチド - ヒトERBB3 (P21860) のY1222周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21860
タンパク質重量	148kDa
配送	アイスバック