


Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1289 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P21860

商品番号: CM0001055



前書き

ErbB3 (HER3)

Y1289リン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。チロシン1289でリン酸化されたヒトErbB3を検出し、上皮およびがん研究における受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ErbB3/HER3-Y1289 Rabbit mAb
備考/別名	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1289
種	ヒト
GeneID	2065
免疫原	ヒトErbB3のY1289周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21860
タンパク質分子量	148kDa
配送	氷袋