

抗リン酸化ErbB3/Her3-Y1328

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P21860

商品番号: CM0001355



前書き

Y1328でリン酸化されたErbB3/HER3を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。がん研究や発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ErbB3/HER3-Y1328 ウサギ pAb
備考/別名	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2065
遺伝子ID	2065
免疫原	ヒトERBB3 (NP_001973.2) のY1328周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21860
タンパク質分子量	148kDa
発送	保冷剤付き