

抗リン酸化ErbB4/Her4-Y1284

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - Q15303

商品番号: CM0001819



前書き

チロシン1284位でリン酸化されたErbB4/HER4に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルを用いたWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ErbB4を介したシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ErbB4/HER4-Y1284 ウサギmAb
別名	HER4; ALS19; p180erbB4
対象種	ヒト
遺伝子ID	2066
免疫原	合成ペプチド：ヒトErbB4/HER4 (NP_005226.1) のY1284周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15303
タンパク質分子量	147 kDa
発送方法	保冷剤梱包