


抗リン酸化Erk1 (T202) + Erk2 (T185) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P28482 / P27361

商品番号: CM0001133



前書き

このリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体は、T202部位でリン酸化されたERK1、およびT185部位でリン酸化されたERK2を検出します。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。MAPK/ERKシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 ウサギmAb
備考/別名	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5594/5595
遺伝子ID	5594/5595
免疫原	合成ペプチド ヒトERK1 (P27361) のT202周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482/P27361
タンパク質分子量	42,44kDa
発送方法	保冷剤