


Anti-Phospho-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 ウサギ Pab (Wb、If、El用 - P28482 / P27361

商品番号: CM0001108



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用 Phospho-ERK1 (T202/Y204)
+ ERK2 (T185/Y187)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット反
応性。MAPK/ERKシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Rabbit pAb
備考/別名	MAPK1/MAPK3; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5594/5595
遺伝子ID	5594/5595
免疫性	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482/P27361
タンパク質分子量	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
配送	保冷バッグ