

Anti-Phospho-Erk1-Y204 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P27361

商品番号: CM0001152



前書き

Y204でリン酸化されたERK1に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。MAPKシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ERK1-Y204 Rabbit pAb
備考/別名	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-Y204
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5595
GeneID	5595
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27361
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ