


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗リン酸化Esra-S118

ウサギポリクローナル抗体 - P03372

商品番号: CM0000770



前書き

リン酸化ESRα-S118

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト試料中のリン酸化エストロゲン受容体α（Ser118）を検出します。適用：ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA。分子量：66 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ESRα-S118 ウサギ pAb
備考/別名	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; リン酸化ESRα-S118
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2099
GeneID	2099
免疫原	合成ペプチド (ヒトエストロゲン受容体α (ESR1) (NP_000116.2) のS118周辺の合成リン酸化ペプチド。)
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P03372
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ