


抗リン酸化Fak-Y925ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05397

商品番号: CM0001512



前書き

FAK（Y925）を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAにおいてヒト検体での使用が検証済みです。チロシン925でリン酸化された接着斑キナーゼ1を検出し、細胞遊走、接着、インテグリンシグナル伝達の研究に不可欠です。SWISS：Q05397。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化FAK-Y925 ウサギpAb
略号・別名	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y925
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5747
遺伝子ID	5747
免疫原	合成ペプチド。ヒトFAK（NP_722560.1）のY925周辺のリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	ウェスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05397
タンパク質分子量	119kDa
発送方法	保冷剤