

抗リン酸化Fgfr1（Y653）ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P11362

商品番号: CM0000613



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、ELISAで検証済みのリン酸化FGFR1（Y653）ウサギポリクローナル抗体です。胚発生と細胞増殖に必須な受容体チロシンキナーゼであるFGFR1のチロシン653番のリン酸化型を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FGFR1-Y653 Rabbit pAb
別名	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2260
遺伝子ID	2260
免疫原	合成ペプチド ヒトFGFR1（NP_075598.2）のY653周辺のリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11362
タンパク質分子量	92kDa
発送方法	氷袋梱包