

抗リン酸化-Fgfr1 (Y653/Y654) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P11362

商品番号: CM0001065



前書き

リン酸化FGFR1 (Tyr653/Tyr654)

特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルでのウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。発生やがんにおけるFGFRシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FGFR1-Y653/Y654 ウサギ pAb
備考/別名	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653/Y654
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2260
GeneID	2260
免疫原	合成ペプチド ヒトPhospho-FGFR1-Y653/Y654 (NP_075598.2)のY653 & Y654周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P11362
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ