


Wb、Elisa用 Anti-Phospho-Flt3-Y589/591 ウサギポリクローナル抗体 - P36888

商品番号: CM0001666



前書き

Phospho-FLT3-Y589/591

ウサギポリクローナル抗体は、ヒトFLT3受容体型チロシンキナーゼのY589/591におけるリン酸化を特異的に検出します。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、造血シグナル伝達および急性骨髄性白血病の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-FLT3-Y589/591 ウサギ pAb
備考/別名	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Phospho-FLT3-Y589/591
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2322
遺伝子ID	2322
免疫原	合成ペプチド ヒトFLT3 (NP_004110.2) のY589 & Y591周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36888
タンパク質重量	113kDa
配送	保冷バッグ