

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28

ウサギポリクローナル抗体 - Q12778 / O43524 / P98177

商品番号: CM0001794



前書き

FOXO1 (T24)、FOXO3A (T32)、FOXO4 (T28) を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるインスリンシグナル伝達、アポトーシス、代謝調節の研究に最適で、WB、IHC-P、ELISAに使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 ウサギ pAb
備考/別名	FoxO1/FoxO3a/FoxO4; Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2308/2309/4303
免疫原	合成ペプチド: ヒトFOXO1/FOXO3A/FOXO4 (FOXO1 NP_002006.2) のT24周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12778/O43524/P98177
発送	保冷バッグ