

抗リン酸化-Foxo3A (Ser294) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43524

商品番号: CM0001537



前書き

リン酸化-FOXO3A (Ser294)

ウサギpAbは、S294でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのFOXO3Aを検出します。WBおよびELISAに適しています。アポトーシス、オートファジー、転写調節の研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-FOXO3A-S294 ウサギpAb
備考/別名	FOXO2; AF6q21; FKHRL1; FOXO3A; FKHRL1P2; Phospho-FOXO3A-S294
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2309
遺伝子ID	2309
免疫原	ヒトFOXO3A (NP_001446.1) のS294周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O43524
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ